



CLIPSYSTEM

vision

*Una prova reale
vale più di 1000 parole !!!*

Scegli il sistema vincente per proporre le lenti a valore

Smart PRISMI



MONTATURA



DI fissa:
66

MONTATURA



DI fissa:
63


LENTI SFERICHE




CENTRATORE



ADATTATORE LENTI CASSETTA PROVA



LENTI PRISMATICHE



ADATTATORI PRISMA



SMART PRISMI

SMART PRISMI è un sistema semplice che offre la possibilità di associare le infinite prescrizioni da lontano e I PRISMI per correggere problematiche binoculari.

Il sistema è dotato di N°2 MONTATURE TRYLENSES EASY con distanza interpupillare di: 63mm e 66mm per avvicinarsi alla centratura perfetta

SMART PRISMI è un sistema per provare le lenti prismatiche dotato di lenti prismatiche ruotabili per definire velocemente direzione del prisma

Sistema della famiglia Clip System Vision *Smart* composto da:

N°40 **LENTI SFERICHE** (20 dx e 20 sx) per impostare la correzione da lontano con poteri che variano da 0.00 a +/-5.0 D con passo i 0,50

N° 2 (1dx e 1sx) **ADATTATORI PRISMA**

N°17 **LENTI PRISMATICHE** da +0,50 a +5,00

N°2 Clips singoli **DIMA CENTRATURA** (1dx e 1sx)

N°2 **ADATTATORI** dove alloggiare le **LENTI DELLA CASSETTA** prova per impostare la correzione in caso di astigmatismo o di poteri che eccedono in termini diottrici le lenti presenti

N°2 **MONTATURE TRYLENS EASY** con distanza interpupillare di: 63mm e 66mm




"SMART PRISMI"

+5,00 DX	+5,00	+5,00 SX	Adattatore Prisma DX	LENTE PRISMA +2,00	LENTE PRISMA +5,00
+4,50 DX	+4,50	+4,50 SX		LENTE PRISMA +1,50	LENTE PRISMA +4,00
+4,00 DX	+4,00	+4,00 SX	Adattatore Prisma SX	LENTE PRISMA +1,00	LENTE PRISMA +3,00
+3,50 DX	+3,50	+3,50 SX		LENTE PRISMA +0,50	LENTE PRISMA +2,50
+3,00 DX	+3,00	+3,00 SX			
+2,50 DX	+2,50	+2,50 SX		LENTE PRISMA +1,50	LENTE PRISMA +3,00
+2,00 DX	+2,00	+2,00 SX		LENTE PRISMA +1,00	LENTE PRISMA +2,50
+1,50 DX	+1,50	+1,50 SX		LENTE PRISMA +0,50	LENTE PRISMA +2,00
+1,00 DX	+1,00	+1,00 SX			LENTE PRISMA +1,50
+0,50 DX	+0,50	+0,50 SX			LENTE PRISMA +1,00
-0,50 DX	-0,50	-0,50 SX			LENTE PRISMA +0,50
-1,00 DX	-1,00	-1,00 SX			
-1,50 DX	-1,50	-1,50 SX			
-2,00 DX	-2,00	-2,00 SX			
-2,50 DX	-2,50	-2,50 SX			
-3,00 DX	-3,00	-3,00 SX			
-3,50 DX	-3,50	-3,50 SX			
-4,00 DX	-4,00	-4,00 SX			
-4,50 DX	-4,50	-4,50 SX			
-5,00 DX	-5,00	-5,00 SX			


N° 40 Lenti sferiche (da: +0,50 a +5,00 passo 0,50 e da: -0,50 a -5,00 passo 0,50)

	DIMA CENTRATURA DX	DIMA CENTRATURA DX
--	--------------------	--------------------



**N°1 Montatura
Trylens Special
DI Fissa 66
Adattatore**

TRYLENS



**N°1 Montatura
Trylens Special
DI Fissa 63**

TRYLENS



CLIPSYSTEM

vision

Scegli il sistema vincente per proporre le lenti a valore

WWW.CLIPSYSTEM.IT

